

Assistenzwohnen-Monitor

Benutzerhandbuch - Version 1.0 - März 2026

Was es tut

Der Assistenzwohnen-Monitor erkennt unerwartete Inaktivität im Haushalt. Er lernt die normalen Tagesmuster des Bewohners über 7 Tage und lost dann einen Alarm aus, wenn keine Bewegung erkannt wird, während das System eine Anwesenheit vorhersagt.

Sie interagieren mit dem System auf zwei Arten:

- Die Monitor-Weboberfläche - zur Ansicht des Status, Anpassung der Einstellungen und Verwaltung des Urlaubsmodus
- Node-RED - zum Empfang und zur Reaktion auf MQTT-Alarme

Die Weboberfläche

Erkennungseinstellungen

Das Einstellungsfenster zeigt die aktiven Erkennungsparameter:

Einstellung	Standard	Bedeutung
Vorhersageschwelle	0.70	Min KI-Sicherheit, dass Anwesenheit erwartet wird
Stilleschwelle	30 min	Inaktivität vor Auslösung einer Anomalie
Notfallschwelle	2 h	Langere Abwesenheit, die NOTFALL-Alarm auslost
Alarmdrosselung	60 min	Mindestabstand zwischen Alarmen pro Raum
MQTT-Topic	aragon/assist	Topic, wo Alarme veröffentlicht werden

Ereignisverlauf

Das Ereignisfenster zeigt ein protokolliertes Journal aller Anomalie-Alarme mit Raum, Schweregrad und Stille-Dauer zum Zeitpunkt des Alarms.

Urlaubsmodus

Aktivieren Sie den Urlaubsmodus, wenn der Bewohner nicht zu Hause ist, um Fehlalarme zu vermeiden.

Zum Aktivieren:

1. Öffnen Sie den Bereich Assistenzwohnen in der Weboberfläche
2. Schalten Sie Urlaubsmodus EIN
3. Geben Sie optional einen Grund ein (z.B. "Urlaub - Rückkehr am 20. März")

Zum Deaktivieren:

- Schalten Sie Urlaubsmodus AUS, wenn der Bewohner zurückkehrt

HINWEIS: Wenn der Urlaubsmodus NICHT aktiviert ist und das Haus leer ist, werden NOTFALL-Alarme nach 2 Stunden Stille ausgelöst.

Funktionsweise der Erkennung

Alle paar Minuten prüft das System zwei Bedingungen für jeden überwachten Raum (Schlafzimmer und Wohnzimmer):

- Vorhersage ≥ 0.70 : das KI-Modell erwartet gerade eine Anwesenheit
- Stille ≥ 30 min: keine Bewegung seit mindestens 30 Minuten erkannt

Wenn BEIDE Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, wird ein Alarm über MQTT veröffentlicht.

Wenn die Stille 2 Stunden überschreitet, eskaliert der Schweregrad zu NOTFALL, unabhängig von der Vorhersage. Wiederholte Alarme pro Raum werden gedrosselt - maximal einmal alle 60 Minuten.

MQTT-Alarme in Node-RED

Topic

aragon/assistedliving/anomaly

Beispiel-Payload

```
{
  "severity": "EMERGENCY",
  "room": "Bedroom",
  "forecast": 1.000,
  "silent_minutes": 121,
  "vacation_mode": false
}
```

Vorgeschlagener Node-RED-Flow

1. MQTT In-Node - Topic setzen auf: aragon/assistedliving/anomaly
2. JSON-Node zum Parsen des Payloads
3. Switch-Node zur Weiterleitung nach Schweregrad:
 - "EMERGENCY" -> Push-Benachrichtigung, SMS oder E-Mail
 - Andere -> Protokollierung zum Dashboard oder Hausautomation
4. Optional: Filtern auf vacation_mode == false, um Urlaubsalarme zu unterdrücken

Schnellreferenz

Situation	Aktion
Bewohner fährt in Urlaub	Urlaubsmodus VOR Abreise aktivieren
Bewohner kehrt zurück	Urlaubsmodus in der Oberfläche deaktivieren
Zu viele wiederholte Alarme	Alarme gedrosselt - max. einmal/Stunde pro Raum
Keine Alarme in Node-RED	Topic überprüfen: aragon/assistedliving/anomaly
System gerade installiert	7 Tage für die Lernphase warten