

Moniteur de Vie Assistee

Guide Utilisateur - Version 1.0 - Mars 2026

Ce qu'il fait

Le Moniteur de Vie Assistee detecte une inactivite inattendue dans le domicile. Il apprend les habitudes quotidiennes normales du resident pendant 7 jours, puis declenche une alerte lorsqu'aucun mouvement n'est detecte pendant une periode ou le systeme predit qu'une personne devrait etre presente.

Vous interagissez avec le systeme de deux manieres :

- L'interface web Monitor - voir l'etat, ajuster les parametres, gerer le Mode Vacances
- Node-RED - recevoir et reagir aux alertes MQTT

L'Interface Web

Parametres de Detection

Le panneau Parametres affiche les parametres de detection actifs :

Parametre	Defaut	Signification
Seuil de prevision	0.70	Confiance min IA qu'une presence est attendue
Seuil de silence	30 min	Duree d'inactivite avant anomalie
Seuil d'urgence	2 h	Absence prolongee qui declenche URGENCE
Limitation alertes	60 min	Intervalle min entre alertes par piece
Topic MQTT	aragon/assist	Topic ou les alertes sont publiees

Historique des Evenements

Le panneau Evenements affiche un journal horodate de toutes les alertes d'anomalie, incluant la piece, la gravite et la duree de silence au moment de l'alerte.

Mode Vacances

Activez le Mode Vacances chaque fois que le resident s'absente pour eviter les fausses alertes.

Pour activer :

1. Ouvrez la section Vie Assistee dans l'interface web
2. Activez Mode Vacances ON
3. Entrez facultativement une raison (ex. "Vacances - retour le 20 mars")

Pour desactiver :

- Basculez Mode Vacances OFF lorsque le resident rentre a domicile

NOTE: Si le Mode Vacances n'est PAS active et que le domicile est vide, des alertes URGENCE se declencheront apres 2 heures de silence.

Fonctionnement de la Detection

Toutes les quelques minutes, le systeme verifie deux conditions pour chaque piece surveillee (Chambre et Salon) :

- Prevision ≥ 0.70 : le modele d'IA s'attend a une presence en ce moment
- Silence ≥ 30 min : aucun mouvement detecte pendant au moins 30 minutes

Lorsque LES DEUX conditions sont remplies simultanement, une alerte est publiee sur MQTT.

Si le silence depasse 2 heures, la gravite passe a URGENCE quelle que soit la prevision. Les alertes repetees par piece sont limitees a une fois toutes les 60 minutes maximum.

Alertes MQTT dans Node-RED

Topic

aragon/assistedliving/anomaly

Exemple de Payload

```
{
  "severity": "EMERGENCY",
  "room": "Bedroom",
  "forecast": 1.000,
  "silent_minutes": 121,
  "vacation_mode": false
}
```

Flux Node-RED Suggere

1. Noeud MQTT In - definir le topic sur : aragon/assistedliving/anomaly
2. Noeud JSON pour analyser le payload
3. Noeud Switch pour router par gravite :
 - "EMERGENCY" -> notification push, SMS ou email
 - Autre -> journalisation vers tableau de bord ou domotique
4. Optionnel : filtrer sur vacation_mode == false pour supprimer alertes vacances

Reference Rapide

Situation	Action
Resident part en vacances	Activer Mode Vacances AVANT le depart
Resident rentre a domicile	Desactiver Mode Vacances dans l'interface
Trop d'alertes repetees	Alertes limitees - max une fois/heure par piece
Aucune alerte dans Node-RED	Verifier topic : aragon/assistedliving/anomaly
Systeme nouvellement installe	Attendre 7 jours pour la periode d'apprentissage